

PROTECTION ET DEXTÉRITÉ



CERTIFICATION CATÉGORIE III

STC990F - REV 2 - 23.11.04

CE 0334

SOLO 990

Attestation "CE" de type
0075/014/162/11/04/0204

délivrée par l'organisme agréé 0075
C.T.C – F-69367 LYON CEDEX 07

**Certificat de conformité du système d'assurance qualité délivré par l'organisme
agréé 0334**

ASQUAL - 14, rue des Reculettes - F - 75013 PARIS

Ces gants sont certifiés conformes aux dispositions réglementaires européennes pour la protection contre les micro-organismes et les produits chimiques dans la limite des recommandations ci-après.

57, rue de Villiers - B.P. 190
92205 NEUILLY SUR SEINE Cedex – France
Tél : (33) 1 49.64.22.00 - Fax : (33) 1 49.64.24.29
www.mapa-professionnel.com

MAPA[®]
PROFESSIONNEL

SOLO 990

DESCRIPTIF ET PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES

Gants étanches de couleur blanche en **vinyle (PVC)**.

Forme **ambidextre**.

Bord de manchette **roulé**.

Poudre bio-absorbable en surface.

Conformes aux réglementations de la FDA (Food and Drug Administration) et européenne pour le **contact alimentaire**.

Épaisseur (à la manchette) : **0,12 mm** (valeur nominale)

Longueur (pour toutes les tailles) : **24 cm** (valeur nominale)

Tailles disponibles : 6 - 6 ½ 7 - 7 ½ 8 - 8 ½ 9 - 9 ½

Conditionnement standard :

- **100 gants** en boîte carton imprimée
- carton de **10 boîtes**

RÉSULTAT DES ESSAIS "CE" DE TYPE



GANTS ETANCHES
Selon la norme **EN 374**.



**PROTECTION CONTRE
LES MICRO-ORGANISMES**
Selon la norme **EN 374**.

NQA(Niveau de Qualité Acceptable): **1,5%**

Ce gant n'est pas destiné à un contact prolongé ou à une immersion dans des produits chimiques, ni à la protection contre les risques mécaniques.

Eviter le contact avec huiles et produits gras.

SOLO 990

AVANTAGES SPÉCIFIQUES

- Précision des gestes : grande finesse du gant.
- Facilité d'utilisation : gantage et dégantage aisés.
- Protection adaptée aux usages de courte durée.
- Adaptés au contact avec les denrées alimentaires.

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

- Manipulation en laboratoire.
- Fabrication de médicaments.
- Préparation de cosmétiques.
- Assemblage de petites pièces.
- Petits nettoyages salissants.
- Usages courants en hôpitaux et cliniques.

CONSEILS DE STOCKAGE ET D'UTILISATION

Pour une sécurité supérieure et une plus grande durée de vie des gants :

- Conserver les gants dans leur emballage à l'abri de la lumière et de l'humidité et éloignés de sources de chaleur.
- Porter les gants sur des mains sèches et propres.
- Ces gants sont conçus pour un usage unique.
- Retirer les gants en évitant de toucher la partie extérieure. Pour cela, replier l'extrémité de la manchette et retirer les gants en les retournant.