

Fiche technique

Appareils manuels Douche & Sanitaires

Une gamme unique d'appareils 1 L, 2 L et 4 L, pour cartouches produits scellées, répondant aux différents besoins de tous les environnements professionnels et lieux publics.



UTILISATION

Les appareils s'utilisent exclusivement avec les cartouches mousses et gels douche Deb®.

MODE D'EMPLOI

Large bouton poussoir permettant une pression facile et un contrôle d'utilisation. L'appareil délivre la dose exacte du produit approprié, et les cartouches vides se remplacent facilement en quelques secondes.


Caractéristiques	Avantages
Appareils garantis	<ul style="list-style-type: none"> Tous les appareils Deb® sont fabriqués à partir de composants en plastique robuste. Tous les appareils sont soumis à des tests rigoureux pour une utilisation dans les environnements à fort trafic, garantissant leur qualité et leur rendement sur le long terme.
Appareils protégés par la Technologie BioCote®	<ul style="list-style-type: none"> L'ensemble des appareils Deb® sont protégés par la technologie BioCote®, basée sur les ions d'argent : agents antimicrobiens directement injectés dans le plastique des appareils lors de leur fabrication. Ils permettent de stopper la prolifération bactérienne d'un large spectre de bactéries et moisissures. La technologie BioCote® agit tout au long de la durée de vie de l'appareil, ne s'use pas et ne s'enlève pas. Elle est certifiée par HACCP International.
Large bouton poussoir	<ul style="list-style-type: none"> Permettant une pression légère de la main ou du coude ; convient aux zones d'hygiène sensibles.
Dose de produit exacte	<ul style="list-style-type: none"> Les appareils délivrent la juste dose de produit, ce qui permet un contrôle d'utilisation et une réduction du volume des déchets.
Système de fermeture unique	<ul style="list-style-type: none"> Permet d'éviter l'ouverture non autorisée des appareils, le vol et la contamination produit.
Fenêtre de visualisation	<ul style="list-style-type: none"> Indique le niveau de produit dans la cartouche ce qui permet de prévoir son remplacement.
Facilité de remplacement des cartouches	<ul style="list-style-type: none"> Les appareils ont été conçus pour s'utiliser exclusivement avec les cartouches produits Deb®. Leur remplacement s'effectue en quelques secondes, ce qui réduit les coûts et le temps d'entretien.
Cartouches rétractables hygiéniques	<ul style="list-style-type: none"> Les inserts scellés aux cartouches par ultrasons empêchent la pénétration de l'air dans les cartouches au cours de leur utilisation. Ils évitent aussi le risque de contamination externe et garantissent la préservation du produit à chaque instant.
Pas de gaspillage	<ul style="list-style-type: none"> Les cartouches hermétiques sont conçues pour se rétracter durant leur utilisation afin de garantir l'évacuation complète du produit et d'éviter tout gaspillage.

APPAREILS MANUELS DEB - SANITAIRES

Référence	Appareil	Cartouche	Dimensions (mm)	Dose délivrée	Nbre de doses par cartouche
WRM1LDSSTH	Appareil Deb Stoko Cleanse Washroom 1000	1 litre	H 233 x L 130 x P 115	0.7ml	1429
WRM2LDPSTH	Appareil Deb Stoko Cleanse Washroom 2000	2 litre	H 290 x L 163 x P 145	0.7ml	2858
WHB1LDS	Appareil Deb Stoko Cleanse Washroom 1000 Blanc	1 litre	H 233 x L 130 x P 115	0.7ml	1429
TWH1LDS	Appareil Deb Stoko Refresh Washroom 1000 Translucide Blanc et Liseré Chromé	1 litre	H 233 x L 130 x P 115	0.7ml	1429
TBK1LDS	Appareil Deb Stoko Refresh Washroom 1000 Translucide Noir et Liseré Chromé	1 litre	H 233 x L 130 x P 115	0.7ml	1429
WYH1LDS	Appareil Deb Proline Kids 1L	1 litre	H 233 x L 130 x P 115	0.7ml	1429
MSS1LDS	Appareil Deb Proline Soapy Soap 1L	1 litre	H 233 x L 130 x P 115	0.7ml	1429

APPAREILS MANUELS DEB - DOUCHE

RSH1LDSSTH	Appareil Refresh 3 in 1 Shower 1000 Blanc	1 litre	H 233 x L 130 x P 115	1ml	1000
RSH2LDPSTH	Appareil Refresh 3 in 1 Shower 2000 Blanc	2 litre	H 290 x L 163 x P 145	4.5ml	444
RHB1LDSSTH	Appareil Deb Stoko Refresh Shower 1000	1 Litre	H 233 x L 130 x P 115	1ml	1000
RHB2LDPSTH	Appareil Deb Stoko Refresh Shower 2000	2 Litre	H 290 x L 163 x P 145	4.5ml	444



WRM1LDSSTH WRM2LDPSTH WHB1LDS TWH1LDS TBK1LDS WYH1LDS MSS1LDS PR000ECOLE PR000E PR000ST



RSH1LDSSTH RSH2LDPSTH RHB1LDSSTH RHB2LDPSTH PR000P PR000BRUSH PR000WHICR CHR1LDS TBL1LDS



Deb Arma S.A.S. - Bât. A - Hall 2 - 3/5 rue Pont des Halles
94656 Rungis Cedex, France - Tél. +33 1 41 80 11 30
Fax : +33 1 45 12 97 26 - E-mail : info@debarma.fr

Contact Benelux : Deb-STOKO Europe GmbH

Girmesgath 5, 47803 Krefeld, Allemagne
Tél. +49 2151 7380-1580 / +32 2 461 05 75
Fax : +49 2151 7380-1288 - E-mail : info-bnl@debstoko.com

Brevets insert 1L "mousse" : États-Unis : 6,082,586 -
Australie : 751305 - Canada : 2,296,115 - Europe : 0984715.

www.stoko.com / www.debgroup.com

Deb® est une marque déposée du Groupe Deb Limited.

La référence mondiale en solutions d'hygiène cutanée pour les professionnels