

m. ESSENTIAL



FRANGE MICROFIBRE OCCILAB METHOD

2200

MODE D'UTILISATION

Adaptée pour le dispositif de nettoyage **m. SYSTEM**
cette frange s'utilise pour le lavage et la désinfection.

Résiste aux détergents et désinfectants

Température de lavage préconisée à 60°

Attention :

Ne pas utiliser de Chlore

Ne pas utiliser d'assouplissant

COMPOSITION

Face utile : 40% microfibre + 40% polyester + 20% polypro

Dossier : tissu velcro en nylon haute qualité

Intérieur : tissu microfibre 250 g/m²

Colorie gris et bandes rugueuses rouge

POIDS NET ET DIMENSIONS

96 gr à sec et 300 g mouillée

460 x 140 (longueur x largeur)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tissage composé de trois matières pour une action chacune :

Boucles 100% microfibre pour capter la poussière

Boucles 100% polyestère pour l'absorbtion

Boucles 100% polypropylène pour l'action mécanique

ENTRETIEN (LAVAGE & SECHAGE)

Environ 300 lavages si le mode d'utilisation est respecté.

Passage au sèche linge autorisé sans dépasser les 60°.

Rétraction maxi sur longueur environ 5%.

ABSORBTION

2,7 fois son poids, soit 220 ml de solution
pour la gamme **m. FLOOR**



CONDITIONNEMENT & LOGISTIQUE

REF 2200

m. ESSENTIAL

10 FRANGES PAR SACHET - 830 g
460X155X80

10 SACHETS PAR CARTON - 11 kg
300X480X400

32 CARTONS PAR PALETTE - 352 kg
80 X 120

OCCLAB
METHOD

300 lavages



m. SYSTEM

OCCLAB

296 avenue de la Tramontane

13600 La Ciotat - France

Tel : +33 (0)4 42 36 80 95

Fax : +33 (0)4 42 84 03 59

Email : quality@occlab.fr

www.occlab.fr