

GEL ANTISEPTIQUE +

AVANTAGES

- Pratique : sans eau (hydroalcoolique) ni système d'essuyage, à tous moments, sur mains propres.
- Utilisation : milieu médical, alimentaire...
- Confort : hydratante, hypoallergénique (formulé de façon à minimiser les risques de réaction allergique), sans colorant, sans parfum.



APPLICATION

Gel hydroalcoolique pour la désinfection des mains propres. S'utilise pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par friction.

MODE D'EMPLOI

Produit prêt à l'emploi. S'utilise en l'absence de point d'eau et en complément d'un savon doux pour un lavage hygiénique. Sur mains propres et sèches.

Traitement hygiénique : appliquer 4 ml dans le creux de la main pour un temps de friction d'au moins 60 secondes.

Désinfection chirurgicale : utiliser 2 x 4 ml (désinfection chirurgicale en 2 temps) pendant 2 x 1min30 (90 sec.).

Se frotter mains, espaces interdigitaux, pourtour des ongles, poignets, etc. jusqu'à séchage complet. Ne pas rincer.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

| | |
|-------------------|-------------------|
| Aspect : | Liquide fluide |
| Couleur : | Incolore |
| Parfum : | Sans |
| Densité à +20°C : | < 1 |
| pH à 20°C : | Neutre |
| Stockage : | Entre +5 et +35°C |

TYPE DE PRODUIT

Produit biocide destiné à l'hygiène humaine - Type de préparation : Gel hydroalcoolique pour la désinfection rapide des mains (TP1 – Règlement Biocides 528/2012).

SUBSTANCE ACTIVE

Alcool éthylique (CAS n°64-17-5) = 70,2% m/m

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

Bactéricide : EN 13727 (30s).

Levuricide : EN 13624 (30s).

Virucide : EN 14476 sur H1N1 (60 sec.), BVDV (indicateur de l'hépatite C) (60 sec.), PRV (indicateur de l'hépatite B) (60 sec.), Norovirus (60 sec.) et Adenovirus (90 sec.).

Traitement hygiénique des mains par friction : EN 1500 (4 ml – 60 sec.).

Désinfection chirurgicale des mains par friction : EN 12791 (2 x 4 ml – 2 x 90 sec.).

CONDITIONNEMENTS

Carton de 12 cartouches de 900 ml **Réf. 2758-1**
(Pour distributeur automatique réf. 2755SENSE)

Carton de 8 cartouches de 1,2 L **Réf. 2768**
(Pour distributeur manuel réf. 2754)

Carton de 6 cartouches de 800ml **Réf. 1875-1**
(Pour distributeurs Alphamouss)

SECURITE

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel.

Pour plus d'informations se référer à la fiche de données de sécurité.

Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.